

عنوان سند: دستورالعمل نحوه نمونه برداری از ضایعات قارچی مو	شماره سند: AZL-TST-WOI-059-00
--	-------------------------------

ویزایش	تاریخ	شرح اقدام/ویرایش	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
00	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	تدوین سند	نام: دکتر حامد فخیم سمت: مسئول بخش قارچ شناسی امضا	نام: دکتر احسان کاکاوندی سمت: مدیر کیفیت امضا	نام: دکتر حامد فخیم دکتر رضا کلانتری سمت: رئیس آزمایشگاه امضا

 آزمایشگاه تخصصی آذران Azaran Laboratory	عنوان سند: دستورالعمل نحوه نمونه برداری از ضایعات قارچی مو	شماره سند: AZL-TST-WOI-059-00
--	---	--------------------------------------

۱- هدف: تشریح نحوه نمونه برداری از ضایعات قارچی مو

۲- دامنه کاربرد:

۱-۲- دامنه کاربرد این سند در آزمایشگاه تخصصی آذران می باشد و تمامی کارکنان ملزم به اجرای مفاد آن هستند.

۲-۲- بازنگری دوره ای و تایید این سند توسط کارکنان ذی صلاح امکان پذیر می باشد.

۳- مراجع:

۱-۳- استاندارد ISO 15189: 1403 – INSO

۲-۳- استاندارد ISO 9001: 1396 – INSO

۳-۳- استاندارد آزمایشگاه های پزشکی، آزمایشگاه مرجع سلامت، ۱۳۹۷

۴-۳- کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع، موسسه انتشارات دانشگاه تهران

۴- تعاریف:

۱-۴- آزمایشگاه تخصصی آذران در این سند به اختصار آزمایشگاه نامیده می شود.

۲-۴- علامت / در این سند به معنای "یا" می باشد.

۵- شرح:

شرایط قبل از نمونه برداری:

لازم است قبل از برداشت ضایعات قارچی مو، حداقل:

- ۷۲ ساعت استحمام نشود
- ۷۲ ساعت از داروهای ضد قارچی و شوینده استفاده نشود
- ۵ ساعت به موضع مورد نظر آب رسانده نشود

نحوه نمونه برداری:

 آزمایشگاه تخصصی آذران Azaran Laboratory	عنوان سند: دستورالعمل نحوه نمونه برداری از ضایعات قارچی مو	شماره سند: AZL-TST-WOI-059-00
--	---	--------------------------------------

توسط یک قیچی استریل، مو را در چند میلیمتری پوست سر در محل ضایعه کوتاه می کنیم. سپس تعدادی از موهای شکسته، موهای تغییر رنگ داده ، خال های سیاه و یا موهای با غلاف خاکستری را به وسیله پنس های سر پهن (موچین) استریل از محل ضایعات برداشت می کنیم.

توجه: موهای آلوده اغلب در فولیکول سست می باشند و به آسانی کنده می شوند.

پوست سر را نیز باید از جهت شوره، نقاط سیاه، واکنش های عمیق چرکی (کریون) و کروت فنجانی شکل (اسکوچولا) بررسی نمود. برداشت باید از چندین نقطه ضایعه و به مقدار زیاد به همراه مقداری پوسته و شوره انجام گیرد.

موها و پوسته های جمع آوری شده را درون پلست قرار داده و مشخصات بیمار را روی آن یادداشت می کنیم (بعد از نمونه گیری پلست استریل حاوی مو و پوسته با پارافيلم بسته شود).

